



# 『コメットアッセイ解析システムセミナー』のご案内

日時：2008年8月8日(金)14時～

場所：3階中央研究機器室（暗室）

個々の細胞に対するDNA障害を検出するコメットアッセイを、本システムでは、コメットの数値化を迅速、簡便に実施することができます。次の10項目をワンクリックで、数値化します。  
 ヘッド%濃度、ヘッド長さ、平均グレイレベル、尾%濃度、尾の長さ、尾の移動距離、オリーブテイルモーメント、トータル面積、トータル濃度、幅



① 細胞をクリック

② 細胞の大きさや各パラメータが自動的に計算されます

小 < DNAの損傷 < 大

LMS 株式会社 エル・エム・エス  
Laboratory & Medical Supplies

株式会社 エル・エム・エス 本社  
 〒113-0033 東京都文京区本郷3-6-7  
 代表：03-5842-4301 Fax：03-3811-3212